


 GE Healthcare	<h1>Centricity Universal Viewer</h1>	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Dátum formátum módosítása		

Dátum formátum módosítás:

Nyissa meg a GE PACS-ot. A munkalistán a jobb felső sarokban lévő ikonok közül válassza ki a “Configuration Tool”-t .

Új ablak jelenik meg:

Configuration Tool

<p>Assigned Fields</p> <ul style="list-style-type: none"> Páciens Neve TAJ Img Study Description PATIENT_COMMENTS INSTITUTION Department Mod Study Date Serie Status DOB SEX Reject 	<p><<</p> <p>>></p> <p><< All</p> <p>All >></p> <p>Up</p> <p>Down</p>	<p>Available Fields</p> <ul style="list-style-type: none"> Páciens Neve TAJ Img Study Description PATIENT_COMMENTS INSTITUTION Department Mod Study Date Serie Status DOB SEX Reject 																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Column Caption</td> <td>Páciens Neve</td> </tr> <tr> <td>Column Width</td> <td>112.40€ Pixels</td> </tr> <tr> <td>Justification</td> <td> <input type="radio"/> Default <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Left <input type="radio"/> Central </td> </tr> <tr> <td>Date / Time Format :</td> <td>Style Medium</td> </tr> </table>	Column Caption	Páciens Neve	Column Width	112.40€ Pixels	Justification	<input type="radio"/> Default <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Left <input type="radio"/> Central	Date / Time Format :	Style Medium	<p>Preview</p> <p>Preferences</p> <p>My Email</p> <p> <input checked="" type="radio"/> Common <input type="radio"/> Group <input type="radio"/> Private </p> <p>Save</p> <p>Cancel</p> <p>Close</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>First Sort Column:</td> <td>Study Date</td> </tr> <tr> <td>First Sort Direction:</td> <td>Descending</td> </tr> <tr> <td>Second Sort Column:</td> <td>Study Date</td> </tr> <tr> <td>Second Sort Direction:</td> <td>Descending</td> </tr> <tr> <td>Lights</td> <td> <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF </td> </tr> <tr> <td>Wrap Study List Tabs</td> <td> <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF </td> </tr> </table>	First Sort Column:	Study Date	First Sort Direction:	Descending	Second Sort Column:	Study Date	Second Sort Direction:	Descending	Lights	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF	Wrap Study List Tabs	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF
Column Caption	Páciens Neve																					
Column Width	112.40€ Pixels																					
Justification	<input type="radio"/> Default <input checked="" type="radio"/> Right <input type="radio"/> Left <input type="radio"/> Central																					
Date / Time Format :	Style Medium																					
First Sort Column:	Study Date																					
First Sort Direction:	Descending																					
Second Sort Column:	Study Date																					
Second Sort Direction:	Descending																					
Lights	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF																					
Wrap Study List Tabs	<input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF																					
<p>Autorefresh <input type="checkbox"/> Autorefresh Timeout, sec: 120</p>																						


 GE Healthcare	Centricity Universal Viewer	Centricity UV release: SP 9
Kiegészítő dokumentáció- Dátum formátum módosítása		

Kattintson a “Preferences” opcióra.

Új ablak jelenik meg:



A “Date format”-nál a legördülő menüből ki tudja választani a kívánt paramétert.



Ezután kattintson a “Save” gombra.