

**A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatója
a kanyaró immunstátusz felmérésére végzett vizsgálatok menetéről**

1. A kanyaró immunstátusz felmérésére végzett vizsgálathoz szükséges vérminták levételével és beküldésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:
 - a. Személyenként 1 cső natív vérmintát kell levenni. A minta mennyisége legalább 3-5 ml legyen. A vérvételhez a „Vacutainer” mintavételi eszköz-család megfelelő edényzete – natív vagy zselés mintavételi cső- alkalmazandó (a zselés csövek tárolás/szállítás előtt történő lecentrifugálása nagymértékben megnöveli a minta eltarthatósági idejét, ezért kérjük, hogy amennyiben erre lehetőség van, ezeket a vérvételi csöveket a laboratóriumba történő szállítást megelőzően centrifugálják le!).
 - b. A vizsgálati minta natív vérminta, szétválasztott vérsavó vagy előzőleg lecentrifugált zselés csőben szétválasztott natív vérminta formájában is beküldhető a laboratóriumba.
 - c. A vérvételi csövön a nevet és a TAJ számot fel kell tüntetni.
2. A natív, teljes vérminta 4-5 napon át hűtve (2-8°C) hőmérsékleten tárolható, a vérminta minőségének romlása nélkül; a szétválasztott vérsavó és a zselés csőben, lecentrifugálás után szétválasztott natív vérminta 2-3 hétig is tárolható hűtve. Amennyiben hosszabb idejű tárolásra van szükség, akkor a szétválasztott savóminta (az előzőekben említett más típusú minták nem!) lefagyasztható -20°C-ra. A fagyasztott minták fél évig tárolhatók.
3. Kérjük, hogy a vérminták szállításának időtartamára is biztosítsák azt a hőmérsékletet, amelyen a minta tárolása történt: hűtve tárolt minták esetében 2-8°C hőmérsékletet, előzőleg fagyasztott minták esetében pedig kerülni kell a minta szállítás során történő kiolvadását!

Nagyszámú vizsgálati minta esetén célszerűbb a 2-8°C hőmérsékleten történő tárolást és szállítást választani.

4. A vérvételhez mintavételi eszközöket biztosít az NNK az intézmény egészségügyi dolgozóinak - eGEN és HENYIR nyilvántartásokban szereplő - létszámának arányában. Az NNK-ból a mintavételi eszközöket a megyei kormányhivatal munkatársai szállítják el, és juttatják ki a kormányhivatal illetékességi területén található fekvőbetegellátó intézményekbe.
5. A vérmintát a vizsgálatkérő lappal együtt kell eljuttatni az NNK-ba, a mintaátvétel 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. alatti főportánál található Központi Anyagátvevőben történik. A mintaszállítást a fekvőbeteg-ellátó intézmény biztosítja, melyhez szükség esetén segítséget kérhet a megyei kormányhivataltól.
6. A beérkezett minta akkor fogadható el, ha a vérvételi csövön és a vizsgálatkérő lapon feltüntetett név és TAJ-szám megegyezik. Emellett az adatokat a körlevélhez mellékelt Excel táblázatban is meg kell küldenie az egészségügyi intézménynek a kanyaroszuress@nnk.gov.hu e-mail címre.
7. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére az NNK-ban kerül sor. A kanyaró ellenanyagok meghatározása ELISA módszerrel történik. Ismert autoimmun betegségről, immunrendszert érintő terápiáról kérjük, hogy tegyenek említést a beküldő lapon, amelyről az oltóorvost és a foglalkozás egészségügyi szakorvost szintén szükséges tájékoztatni.

8. A beküldött mintákról az eredményt az intézmény az általa megadott koordinátori e-mail címen fogja megkapni jelszóval védett formában, emellett a vizsgálati eredmény meg fog jelenni az EESZT-ben is, ahol az érintett megtekintheti, illetve ahonnan letöltheti.
9. Kapcsolattartás: amennyiben a felméréssel kapcsolatban általános kérdés, vagy a laboratóriumi vizsgálatot érintő kérdés merül fel, ezeket az NNK-ba a kanyaroszuress@nnk.gov.hu lehet küldeni.

A felméréssel kapcsolatos egyéb kérdésekben (pl. vérvételi eszközök átvétele, mintaszállítás) a területileg illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztályát lehet keresni.