



Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

Általános Orvostudományi Kar

Laboratóriumi Medicina Intézet

igazgató

Dr. Vásárhelyi Barna

Laboratóriumi szolgáltatásokat igénybe vevők

Budapest, 2026, január 27

tárgy: Quantiferon teszt

Kedves Munkatársak!

Kérem, az alábbi információkat osszák meg laboratóriumi szolgáltatásokat igénybe vevő munkatársaikkal, különösképpen azokkal, akik Quantiferon tesztet rendelnek.

A Quantiferon vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök és a vizsgálati reagensek ellátásában országosan gondok léptek fel. Az Intézetnek sikerült alternatív megoldást találni, ami azonban a mintavételezést megváltoztatja.

- Szokásos módon kell a vizsgálatot kérni

- A betegek vérmintáját kérjük **lítium-heparinos csőbe** levenni. Fontos, hogy legalább 5 mL vér kerüljön levételre, laboratóriumi beküldésre. Ajánlott vérvételi cső:

VACUETTE® TUBE 5 ml LH Lithium Heparin Separator 13x100 green cap-yellow ring, non-ridged (Greiner, cikkszám: 456087)

vagy

VACUETTE® TUBE 5 ml LH Lithium Heparin Separator 13x100 green cap-yellow ring, transparent label, non-ridged (Greiner, cikkszám: 456216)

Amennyiben ezek nem elérhetőek, a rutin **min. 2 mL-es csövekből 2 db szükséges!** (Gondosan ügyelve, hogy biztosan meglegyen a mennyiség!)

Mintavétel után a minták szobahőn és/vagy hűtőben tárolhatók (**NEM FAGYASZTHATÓK**).

48 órán belül kell a mikrobiológiai laboratóriumba érkezniük, hogy a további vizsgálatokat elindíthassuk.

Kérdéseikkel prof. Kristóf Katalin laboratórium vezetőt keressék (kristof.katalin@semmelweis.hu)

Köszönettel

dr. Vásárhelyi Barna

egyetemi tanár,

Laboratóriumi Medicina Intézet igazgatója