



Oktatás, kutatás, gyógyítás: 250 éve
az egészség szolgálatában

SEMMELWEIS EGYETEM

KLINIKAI KÖZPONT

Prof. Dr. Szabó Attila elnök

Kórházhigiénés Osztály

Osztályvezető főorvos: Dr. Antmann Katalin

TÖBBSZÖR HASZNÁLTOS LÁTOGATÓKÖPENY RÖVID KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

I. Cél:

A többször használatos látogatóköpeny elsősorban az egyszerhasználatos látogatóköpenyt váltja ki!

II. Fertőtlenítés:

- A többször használatos látogatóköpenyek 60°C-on mosható, melyet az egyetemi Textil Üzem egyedi mosógépben végez.
- **A többször használatos látogatóköpenyek kizárólag a fenti mosási technológiával fertőtleníthetők, max. 20 alkalommal!**

Nem áll rendelkezésre információ, hogy egyéb fertőtlenítő eljárással a köpenyek funkcióvesztés nélkül újra használhatók lesznek.

Kerüljék a különböző fertőtlenítőszerrel történő permetezését és/ vagy letörlését!

III. Gyűjtés:

Vízben oldódó zsák + fehér/zöld zsákban, a külső zsákot felületfertőtlenítővel kell lefújni

Felirat a külső zsákon: klinika/ részleg neve + „fertőző” + hány db köpeny

- A kórházi textiliától elkülönítetten kell gyűjteni és feliratozni a gyűjtőzsákot!

TILOS MÁS TEXTÍLIÁT RAKNI A ZSÁKBA!

- Lehetőleg minél több köpenyt kell egy zsákba beletenni.
- Nagyon lényeges a jól megkülönböztethető felirat.

IV. Teendők a sérült köpennyel:

- Anyagában sérült, kiszakadt köpenyt veszélyes hulladékként kell kezelni, akkor is ha nem használták.
- A veszélyes hulladékba került köpenyek mennyiségét dokumentálni kell.
- Varrásban sérült köpenyt az egyetemi Textil Üzem kijavítja.

V. Dokumentáció:

- A többször használatos látogatóköpenyeket szerepeltetni kell a textília **átadás - átvételi jegyzéken**, és így lehetőség van nyomon követni a leadott és visszaadott darabszámokat.
- Javasolt egy táblázatban az alábbiak szerint vezetni

Rendelt mennyiség (db)	Rendelésre álló mennyiség (db)	Mosodába leadott (db)	Veszélyes hulladékként kezelt (db)
------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------------